

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/chromogenic-medium-c-ec-ii-coliforms-irsa-292003-7030-method-e-long-expiration-date-p-4127.html>



Chromogenic medium - C-EC II (Coliforms IRSA 29:2003 7030 method E) long expiration date

Opis produktu

**Podłoże chromogeniczne o długim terminie przydatności C-EC II
(Coliforms IRSA 29:2003 7030 metoda E) - do równoczesnego określania
obecności *Escherichia Coli* i bakterii z grupy *Coli***



CULTURE MEDIA

CHROMOGENIC C-EC II (COLIFORMS IRSA 29:2003 7030 METHOD E) LONG EXPIRATION DATE

For the simultaneous determination of Escherichia Coli and Coliformi

Code	Packaging	Shelf Life	°C
20607	20 plates 90 mm	60 days	4-8
20501	40 plates 60 mm	60 days	4-8
20608	40 contact 55 mm	60 days	4-8
20541	4 bottles 100 ml	60 days	4-8
6740	Dehydrated 500 gr	2 anni	4-8