

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/novabeads-tissue-dna-mini-100-kit-100-preparations-p-46.html>



Novabeads Tissue DNA MINI-100 KIT (100 preparations)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NT1000-02

Opis produktu

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE [NOVABEADS Tissue DNA KIT 100 izolacji](#)

NOVABEADS Tissue DNA KIT jest nowej generacji narzędziem w technikach biologii molekularnej, umożliwiającym izolację genomowego DNA. Metoda oparta jest o zastosowanie w pełni syntetycznego złoża magnetycznego, selektywnie wiążącego kwasy nukleinowe DNA i RNA. Specjalnie dobrany skład buforów wiążących i płuczających pozwala uzyskać DNA o bardzo wysokiej jakości i czystości.

Izolowany DNA nie ulega fragmentacji w trakcie procesu oczyszczania. Metoda jest bardzo efektywna, nawet w przypadku izolacji z niewielkiej ilości tkanki zwierzęcej. Brak inhibitorów reakcji następnych pozwala na bezpośrednie zastosowanie oczyszczonych kwasów nukleinowych w innych technikach biologii molekularnej, takich jak:

- sekwencjonowanie DNA (zautomatyzowane i manualne)
- defosforylacja
- fosforylacja
- ligacja
- badanie oddziaływań DNA-białko
- trawienie enzymami restrykcyjnymi.

Złoża magnetyczne, w odróżnieniu od standardowych złożeń stosowanych do izolacji i oczyszczania DNA, umożliwiają pełną automatyzację tego procesu. Procedura nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, takiego jak wirówka lub pompa próżniowa.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Zestaw obliczony jest na przeprowadzenie 100 izolacji DNA z 10 ?g ? 10 mg materiału wyjściowego.

Zestaw zawiera:

- Cząstki magnetyczne - Magnetic Particles
- Bufor do lizy - Lysis Buffer
- Bufor do wiązania - Binding Buffer
- Bufor do płukania wstępnego - PreWash Buffer
- Bufor do płukania właściwego - Wash Buffer
- Bufor do elucji - TE Buffer
- Bufor do proteiny K ? Proteinase K Buffer

Opcjonalnie:

- RNaza A [10 mg/mL]
- Proteinaza K [10 mg/mL]

Zestaw nie zawiera:

- statywu magnetycznego
- izopropanolu 70%