


Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/phytophthora-immunostrip-test-25-szt-p-408.html>



Phytophthora ImmunoStrip Test, 25 szt

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

PHYT-25

Opis produktu

Phytophthora ImmunoStrip Test

Test pozwala na szybką i łatwą identyfikację oraz miejscowe lokalizowanie w tkankach roślinnych zakażeń grzybami z rodzaju *Phytophthora*. Produkt jest zalecany jako narzędzie do wstępnych testów przesiewowych w programach przeglądowych różnych gatunków *Phytophthora*, tj. *P. ramorum* (Nagła śmierć dębów) oraz *P. kernoviae*. Test jest również odpowiedni do identyfikacji zakażeń grzybami z gatunku *Phytophthora*, atakującymi inne istotne rośliny uprawne, tj. *P. fragariae* w truskawkach oraz *P. infestans* w ziemniakach.

Wykonanie testu nie wymaga żadnych urządzeń analitycznych. Wynik jest znany już po upływie kilkunastu minut.

Specyficzność testu

Następujące gatunki grzyba z rodzaju *Phytophthora* są wykrywane przez test serologiczny *Phytophthora ImmunoStrip*: *P. alticola*-type, *P. asparagi*, *P. alni*, *P. boehmeriae*, *P. bisheria*, *P. cambivora*, *P. cactorum*, *P. cajani*, *P. canalensis*, *P. capsici*, *P. cinnamomi* var *parvispora*, *P. cinnamomi* var *robiniae*, *P. citricola*, *P. citrophthora*, *P. cryptogea*, *P. drechsleri*, *P. europaea*, *P. erythroseptica*, *P. fragariae* var *fragariae*, *P. fragariae* var *rubi*, *P. gonapodyides*, *P. glovera*, *P. heveae*, *P. hibernalis*, *P. infestans* (testowany na sześciu izolatach), *P. kernoviae*, *P. lagoariana*, *P. lavandula*, *P. lateralis*, *P. meadii*, *P. medicaginis*, *P. megasperma*, *P. melonis*, *P. nemorosa*, *P. nicotianae*, *P. niederhauserii*, *P. palmivora*, *P. pistaciae*, *P. porri*, *P. pseudotsuga*, *P. quercina*, *P. ramorum*, *P. richardiae*, *P. taxon Agatis* (PTA), *P. sinensis*, *P. siskiyouensis*, *P. sojae*, *P. syringae*, *P. tropicalis* oraz *P. uliginosa*.

* Niektóre gatunki *Pythium* są również wykrywane przez *Phytophthora ImmunoStrip*, tj: *P. sylvaticum*, and *P. paroecandrum*. *P. heterothalicum*, *P. aphanidermatum*, *P. vanterpoolii*