

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/rapid-tetracycline-test-szybki-test-do-wykrywania-antybiotkow-z-grupy-tetracyklin-p-905.html>



Rapid Tetracycline Test (szybki test do wykrywania antybiotyków z grupy tetracyklin)

Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	N81063-4

Opis produktu

Novazym Rapid Tetracycline Test

Szybki półpółciowy test pozwalający na wykrycie określonych ilości antybiotyku z grupy tetracyklin w tkankach zwierzęcych.

Novazym Rapid Tetracycline Test oparty jest o zastosowanie techniki immunochromatograficznej w detekcji antybiotyków z grupy tetracyklin.



OPIS:

Wynik testu jest negatywny dla stężenia w próbce poniżej 100ppb. Test jest specyficzny dla takich antybiotyków jak chloramfenikol, aminoglikozydy, makrolidy, betalaktamy i fluoro-chinolony.

Czułość: 100 ppb

Czas wykonania: 5 - 10 min.

INTERPRETACJA WYNIKÓW:

Pozytywny: tylko w przypadku kiedy próbek pojawia się w strefie C. Pojawiający się próbek wskazuje że stężenie tetracykliny jest wyższe niż 100ppb w próbce.

Negatywny: Obecność obu próbek C i T.

Nieprawidłowy: brak kolorowego próbka w strefie C.

UWAGI:

Kit powinien być przechowywany w temperaturze (2-30°C). Test jest stabilny (12 miesięcy) pod warunkiem przechowywania w oryginalnym opakowaniu. NIE NALEŻY TESTÓW ZAMRAŻAĆ. NIE EKSPONOWAĆ TESTÓW NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE SŁOŃCA.

