

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/superverte-kit-startery-specyficzne-100-reakcji-p-568.html>



SuperVerte KIT startery specyficzne, 100 reakcji

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

SVT100-04

Opis produktu

SuperVerte KIT (startery specyficzne)

(50°C, max temp: 55°C)

Zestaw przeznaczony jest do syntezy pierwszej nici cDNA za pomocą odwrotnej transkryptazy SuperVerte M-MLV enzymu o podwyższonej stabilności termicznej, będącego produktem genu pol mysiego wirusa leukemii Moloneya (MoMuLV). SuperVerte M-MLV charakteryzuje wyższa termostabilność - optimum temp. wynosi +50°C max temp +55°C, co pozwala na znacznie wydajniejszą w porównaniu do standardowej odwrotnej transkryptazy M-MLV syntezę pierwszej nici cDNA.

W skład zestawu wchodzi:

- odwrotna transkryptaza SuperVerte M-MLV
- bufor reakcyjny
- inhibitor RNaz
- mieszanina dNTPs, 10 mM
- woda wolna od RNaz