

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/nova-100-bp-dna-ladder-250-g-p-41.html>



Nova 100 bp DNA ladder, 250 µg

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

MA1000-03

Opis produktu

[Nova 100 bp DNA Ladder, 250 µg](#)

Opis produktu

Nova 100 bp DNA Ladder jest zalecanym wzorcem wielkości przy rozdziale dwuniciowych fragmentów DNA o długości od 100 pz do 1500 pz.

W skład markera wchodzi 11 prążków o następującej długości: 100 pz, 200 pz, 300 pz, 400 pz, 500 pz, 600 pz, 700 pz, 800 pz, 900 pz, 1000 pz oraz 1500 pz.

Prążek 500 pz świeci intensywniej.

Długość prążka*	Masa prążka ng/5 µl markera
100 pz	40
200 pz	40
300 pz	35
400 pz	40
500 pz	85
600 pz	30
700 pz	27,5
800 pz	40
900 pz	40
1000 pz	50
1500 pz	72,5



* Rozdział elektroforetyczny na 1,7% żelu agarozowym

Uwaga: Zalecamy nakładanie na żel 5 ?l markera.

Skład buforu: 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 10 mM EDTA, orange G, xylene cyanol FF, glicerol.

Dostępny w ilości: 250 ?g.

Przechowywanie: +4°C

Przechowywanie długotrwałe: -20°C