

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/verte-kit-specific-primers-100-reakcji-p-23.html>



Verte KIT specific primers, 100 reakcji

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VP1000-01

Opis produktu

Verte KIT (specific primers)

Zestaw przeznaczony do syntezy pierwszej nici cDNA (complementary DNA). Odwrotna transkryptaza M-MLV jest najczęściej używanym enzymem w reakcjach odwrotnej transkrypcji produktem serwisu diagnostycznego lekucji Molanava. Dzięki swojej wysokiej aktywności, transkryptazy M-MLV (Moloney Murine Leukemia Virus) odwrotna transkryptaza M-MLV posiada tylko szereg aktywności RNAazy H.

W skład zestawu wchodzi:

- odwrotna transkryptaza Verte MMLV
- bufor reakcyjny
- mieszanina dNTPs (10 mM)
- woda wolna od RNaz
- startery reakcji RT: startery specyficzne

Zestaw **Verte KIT specific primers** nie zawiera starterów reakcji takich jak oligo(dT)15 lub random primers, ponieważ przeznaczony jest do syntezy cDNA przy użyciu specyficznych starterów dla określonych sekwencji w RNA.