


Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/total-rna-fast-purification-kit-darmowy-zestaw-probny-10-izolacji-p-215.html>



Total RNA FAST Purification KIT (DARMOWY ZESTAW PRÓBNY; 10 izolacji)

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Total RNA FAST Purification KIT darmowy zestaw próbny

Opracowaliśmy zupełnie nową, bardzo szybką metodę izolacji całkowitego RNA w oparciu o całkowicie nietoksyczne bufory. Procedura nie wymaga zastosowania ani fenolu, ani chloroformu, a zestaw składa się zaledwie z dwóch buforów i wody DEPC wolnej od RNaz.

Procedurę można zastosować do następującego materiału:

- komórek bakteryjnych
- hodowli komórkowych
- tkanek roślinnych.

Zestaw nie został zoptymalizowany do izolacji RNA z tkanek zwierzęcych.

Zachęcamy do zapoznania się z protokołem izolacji zamieszczonym poniżej oraz zgłoszenia chęci przetestowania DARMOWEGO PRÓBNEGO ZESTAWU Total RNA FAST Purification KIT.