

Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 23:15

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/10-mm-mix-dntps-1000-ul-p-13.html>



10 mM MIX dNTPs, 1000 ul

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

D1000-07

Opis produktu

Mieszanina trifosforanów dezoksyrybonukleotydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) w postaci roztworu wodnego o stężeniu 10 mM (każdy) i czystości pozwalającej na przeprowadzenie wydajnej reakcji amplifikacji DNA.

dTTP Na4 * 3H2O MW 624,2

Uzyskana czystość UV 99%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,5%

dATP Na4 * 3H2O MW 634,2

Uzyskana czystość UV 98%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,9%

dCTP Na4 * 3H2O MW 609,2

Uzyskana czystość UV 98%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 99,0%

dGTP Na4 * 3H2O MW 649,2

Uzyskana czystość UV 99%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,6%