

Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 21:08

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/10-mm-mix-dntps-500-ul-p-14.html>



10 mM MIX dNTPs, 500 ul

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

D1000-08

Opis produktu

Mieszanina trifosforanów dezoksyrybonukleotydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) w postaci roztworu wodnego o stężeniu 10 mM (każdy) i czystości pozwalającej na przeprowadzenie wydajnej reakcji amplifikacji DNA.

dTTP Na₄ * 3H₂O MW 624,2

Uzyskana czystość UV 99%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,5%

dATP Na₄ * 3H₂O MW 634,2

Uzyskana czystość UV 98%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,9%

dCTP Na₄ * 3H₂O MW 609,2

Uzyskana czystość UV 98%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 99,0%

dGTP Na₄ * 3H₂O MW 649,2

Uzyskana czystość UV 99%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,6%