

Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 23:17

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/25-mm-mix-dntps-100-ul-p-18.html>



25 mM MIX dNTPs, 100 ul

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

D1000-01

Opis produktu

Mieszanina dezoksyrybonukleotydów dNTP o najwyższej czystości. Zastosowana w reakcji PCR pozwala na uzyskanie produktu o wielkości nawet do 25 kpz.

25 mM mix. Roztwór wodny przygotowany na bazie:

dTTP Na4 * 3H2O MW 624,2

Uzyskana czystość UV 99%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,5%

dATP Na4 * 3H2O MW 634,2

Uzyskana czystość UV 98%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,9%

dCTP Na4 * 3H2O MW 609,2

Uzyskana czystość UV 98%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 99,0%

dGTP Na4 * 3H2O MW 649,2

Uzyskana czystość UV 99%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,6%