

Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 21:10

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/5-mm-mix-dntps-500-ul-p-16.html>



## 5 mM MIX dNTPs, 500 uI

Dostępność

**Dostępny**

Numer katalogowy

**D1000-05**

### Opis produktu

Mieszanina trifosforanów dezoksyrybonukleotydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) w postaci roztworu wodnego o stężeniu 5 mM (każdy) i czystości pozwalającej na przeprowadzenie wydajnej reakcji amplifikacji DNA.

dTTP Na<sub>4</sub> \* 3H<sub>2</sub>O MW 624,2

Uzyskana czystość UV 99%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,5%

dATP Na<sub>4</sub> \* 3H<sub>2</sub>O MW 634,2

Uzyskana czystość UV 98%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,9%

dCTP Na<sub>4</sub> \* 3H<sub>2</sub>O MW 609,2

Uzyskana czystość UV 98%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 99,0%

dGTP Na<sub>4</sub> \* 3H<sub>2</sub>O MW 649,2

Uzyskana czystość UV 99%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,6%