

Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 22:23

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/amplikit-allegrotaq-1000-reakcji-dntps-mix-p-63.html>



AmpliKIT AllegroTaq, 1000 reakcji, dNTPs MIX

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AM1000

Opis produktu

AmpliKIT AllegroTaq 1000 U, 25mM mix dNTPs - jest zestawem zawierający standardową polimerazę Taq, która umożliwia synteze DNA do 6 kpz. W skład zestawu wchodzi również mix dezoksyrybonukleotydów, bufor doTaq polimerazy (10x) z 25 mM MgCl₂ i bez MgCl₂ (opcja) pozwalające przeprowadzić efektywną amplifikację DNA metodą PCR.

Skład zestawu:

- AllegroTaq polimeraza DNA 1000u
- Bufor reakcyjny (10x) pH 8.6
- 25mM dNTPs MIX (160 ul)
- 25mM MgCl₂ (1000 ul)
- H₂O do reakcj PCR