

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 12:00

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/amplikit-allegrotaq-500-reakcji-dntps-4-x-100mm-p-99.html>



AmpliKIT AllegroTaq, 500 reakcji, dNTPs 4 x 100mM

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A0500

Opis produktu

AmpliKIT AllegroTaq 1000 U, 4 x 100mM dNTPs - jest zestawem zawierający standardową polimerazę Taq, która umożliwia synteze DNA na amplikonie do 6 kpz. W jego skład wchodzi zestaw dezoksyrybonukleotydów, bufor doTaq polimerazy (10x) z 25 mM MgCl₂ i bez MgCl₂ (opcja) pozwalające przeprowadzić efektywną amplifikację DNA metodą PCR.

Skład zestawu:

- AllegroTaq polimeraza DNA 500 U
- Bufor reakcyjny (10x) pH 8.6
- 4 x 100mM dNTPs (25 ul każdego)
- 25mM MgCl₂ (1000 ul)
- H₂O do reakcj PCR