

Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 22:23

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/amplikit-allegrotaq-500-reakcji-dntps-mix-p-98.html>



AmpliKIT AllegroTaq, 500 reakcji, dNTPs MIX

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AM0500

Opis produktu

AmpliKIT AllegroTaq 500 U, 25mM mix dNTPs - jest zestawem zawierający standardową polimerazę Taq, która umożliwia syntezę DNA do 6 kpz. W skład zestawu wchodzi również mix dezoksyrybonukleotydów, bufor doTaq polimerazy (10x) z 25 mM MgCl₂ i bez MgCl₂ (opcja) pozwalające przeprowadzić efektywną amplifikację DNA metodą PCR.

Skład zestawu:

- AllegroTaq polimeraza DNA 500 U
- Bufor reakcyjny (10x) pH 8.6
- 25mM mix dNTPs (80 ul)
- 25mM MgCl₂ (1000 ul)
- H₂O do reakcj PCR