

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/amplikit-red-allegrotaq-1000-reakcji-dntps-4-x-100mm-p-74.html>



AmpliKIT RED AllegroTaq, 1000 reakcji, dNTPs 4 x 100mM

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AR1000

Opis produktu

AmpliKIT RED AllegroTaq 1000 U, 4 x 100mM dNTPs - jest zestawem zawierający polimerazę Taq z intensywnym czerwonym barwnikiem ułatwiającym pracę, wskazującym dokładność mieszania. W skład zestawu wchodzi również zestaw dezoksyrybonukleotydów, bufor do Taq polimerazy (10X) z 25 mM MgCl₂ i bez MgCl₂ (opcja) pozwalające przeprowadzić efektywną amplifikację DNA metodą PCR. Produkt reakcji PCR nie wymaga dodatkowego obciążenia przed rozdzieleniem elektroforetycznym.

Skład zestawu:

- RED AllegroTaq polimeraza DNA 1000 U
- Bufor reakcyjny (10x) pH 8.6
- 4 x 100mM dNTPs (50 ul każdego)
- 25mM MgCl₂ (1000 ul)
- H₂O do reakcji PCR