

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/amplikit-vivataq-1000-reakcji-pcr-dntps-mix-p-67.html>



AmpliKit VivaTaq 1000 reakcji PCR, dNTPs MIX

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

HS1000

Opis produktu

AmpliKIT VivaTaq 1000 U, 25mM mix dNTPs - zestaw odczynników do prowadzenia wysokospecyficznej reakcji PCR zawierający modyfikowaną Taq polimerazę DNA typu "hot-start". Zastosowanie tego enzymu pozwala wyeliminować proces powstawania niespecyficzných produktów w reakcjach amplifikacji DNA. W skład zestawu wchodzi również mix dezoksyrybonukleotydów, bufor do VivaTaq polimerazy pH 8.3 (10X) z 25 mM $MgCl_2$ i bez $MgCl_2$ ^(opcja) pozwalające przeprowadzić efektywną amplifikację DNA metodą PCR.

Skład zestawu:

- VivaTaq polimeraza DNA 1000 U
- Bufor reakcyjny 10x pH 8.3
- 25mM MIX dNTPs (160 ul)
- 25mM $MgCl_2$ (1000 ul)
- H_2O do reakcji PCR.

Produkt PCR, amplifikowany z udziałem polimerazy VivaTaq, wymaga dodatkowego oczyszczenia przed sekwencjonowaniem.