

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/bufor-obciazajacy-green-6x-5-x-1-ml-p-4009.html>



Bufor obciążający GREEN 6x, 5 x 1 mL

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LBG-1104

Opis produktu

Opis produktu:

- Bufor służy do nanoszenia DNA lub RNA do studzienek żelu.
- Bufor zwiększa gęstość próbek, zapewniając dobre umiejscowienie DNA/RNA w studzience bez dyfuzji.
- Bufor zabarwia próbkę oraz migruje w żelu w czasie elektroforezy wraz z próbką, umożliwiając w ten sposób łatwe śledzenie postępu i prawidłowości rozdziału elektroforetycznego.
- Rozdział na żelu agarozowym:

Rozmiar fragmentów DNA	Żel agarozowy	Migracja barwnika 1	Migracja barwnika 2
50 ? 2000 bp	2,0%	300	900
200 ? 3000 bp	1,5%	900	2000
500 ? 10 000 bp	1,0%	1500	4000
800 ? 12 000 bp	0,7%	3000	8000

Skład buforu: 100 mM Tris-HCl (pH 8.0), 10 mM EDTA (pH 8.0), 0,12% barwnik 1, 0,01% barwnik 2, 20% glicerol.

Przechowywanie: +4°C.