

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/bufor-obciazajacy-orange-6x-5-x-1-ml-p-4006.html>



Bufor obciążający ORANGE, 6x, 5 x 1 mL

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LBO-1104

Opis produktu

Opis produktu:

- Bufor służy do nanoszenia DNA lub RNA do studzienek żelu.
- Bufor zwiększa gęstość próbek, zapewniając dobre umiejscowienie DNA/RNA w studzience bez dyfuzji.
- Bufor zabarwia próbkę oraz migruje w żelu w czasie elektroforezy wraz z próbką, umożliwiając w ten sposób łatwe śledzenie postępu i prawidłowości rozdziału elektroforetycznego.
- Rozdział na żelu agarozowym:

Rozmiar fragmentów DNA	Żel agarozowy	Migracja buforu ORANGE G
20 ? 400 bp	3,6%	2bp
50 ? 1000 bp	3,0%	2bp
100 ? 2000 bp	2,4%	3bp
200 ? 4000 bp	1,8%	5bp
0,5 ? 10 kb	1,2%	10bp
1 ? 30 kb	0,6%	100bp

Skład buforu: 100 mM Tris-HCl (pH 8.0), 10 mM EDTA (pH 8.0), 0,9% Orange G, 20% glicerol

Przechowywanie: +4°C