

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/bufor-obciazajacy-red-6x-5-x-1-ml-p-4010.html>



Bufor obciążający RED 6x, 5 x 1 mL

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LBR-1104

Opis produktu

Opis produktu:

- Bufor służy do nanoszenia DNA lub RNA do studzienek żelu.
- Bufor zwiększa gęstość próbek, zapewniając dobre umiejscowienie DNA/RNA w studzience bez dyfuzji.
- Bufor zabarwia próbkę oraz migruje w żelu w czasie elektroforezy wraz z próbką, umożliwiając w ten sposób łatwe śledzenie postępu i prawidłowości rozdziału elektroforetycznego.
- Zalecany do rozdziału fragmentów od 125-200bp (dla 2-3% żelu agarozowego).

Skład produktu:

czerwień krezolowa