


Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 23:14

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/bufor-reakcyjny-10x-ph-83-bez-mgcl2-2-ml-p-36.html>



Bufor reakcyjny (10x), pH 8.3 bez MgCl₂, 2 mL

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

RB0083-02

Opis produktu

**Bufor reakcyjny 10x stężony bez MgCl₂
pH 8.3**

Dedykowany do użycia z:

- VivaTaq Polimerazą DNA

Skład: 700 mM Tris-HCl (pH 8.3 at 25°C), 166 mM (NH₄)₂SO₄

Objętość: 2 mL