


Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 21:14

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/bufor-reakcyjny-10x-ph-86-25mm-mgcl2-2-ml-p-33.html>



Bufor reakcyjny (10x) pH 8.6, 25mM MgCl₂, 2 mL

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

MB0086-02

Opis produktu

**Bufor reakcyjny 10x stężony z 25 mM MgCl₂
pH 8.6**

Dedykowany do użycia z:

- AllegroTaq Polimerazą DNA
- REDAllegroTaq Polimerazą DNA
- HiFiTaq Polimerazą DNA

Skład: 700 mM Tris-HCl (pH 8.6 at 25°C), 166 mM (NH₄)₂SO₄, 25 mM MgCl₂

Objętość: 2 mL