


Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 21:15

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/bufor-reakcyjny-10x-ph-89-20mm-mgcl2-2-ml-p-39.html>



## Bufor reakcyjny (10x) pH 8.9, 20mM MgCl<sub>2</sub>, 2 mL

Dostępność

**Dostępny**

Numer katalogowy

**MB1001-01**

### Opis produktu

**Bufor reakcyjny 10x stężony z 20 mM MgCl<sub>2</sub>  
pH 8.9**

Dedykowany do użycia z:

- MoltoTaq Polimerazą DNA

Skład: 700 mM Tris-HCl (pH 8.9 at 25°C), 166 mM (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 20 mM MgCl<sub>2</sub>

Objętość: 2 mL