


Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 02:45

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/bufor-te-ph-80-500-ml-p-571.html>



Bufor TE, pH 8.0, 500 mL

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

BF0500-03

Opis produktu

Bufor TE

Bufor stosowany najczęściej do elucji i długotrwałego przechowywania kwasów nukleinowych. Optymalny zakres pH zapewnia stabilność kwasów nukleinowych w trakcie przechowywania. EDTA zawarty w buforze chelatuje jony dwuwartościowe będące kofaktorami nukleaz, chroniąc w ten sposób kwasy nukleinowe przed degradacją. Tris zapewnia utrzymanie właściwego pH roztworu, które nie interferuje negatywnie w reakcjach następnych.

pH 8.0

Stężenie: 1x

Objętość: 500 ml