


Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 21:28

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/bufor-te-ph-80-5x-1-l-p-503.html>



Bufor TE, pH 8.0, 5x 1 L

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TE1000-10

Opis produktu

Bufor TE

Bufor stosowany najczęściej do elucji i długotrwałego przechowywania kwasów nukleinowych. Optimalny zakres pH zapewnia stabilność kwasów nukleinowych w trakcie przechowywania. EDTA zawarty w buforze chelatuje jony dwuwartościowe będące kofaktorami nukleaz, chroniąc w ten sposób kwasy nukleinowe przed degradacją. Tris zapewnia utrzymanie właściwego pH roztworu, które nie interferuje negatywnie w reakcjach następnych.

pH 8.0

Stężenie: 1x

Objętość: 5x 1 L