

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/champgel-5000-p-872.html>



ChampGel 5000

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

CG5000

Opis produktu

ChampGel 5000 Specyfikacja:

Cechy indywidualne danego modelu:

System	ChampGel 5000
Resolution	1280 x 1024 (1.31 megapixels)
Sensor Size (inch)	1/2
Pixel Size	3.65 x 3.65

Wspólne dla wszystkich wersji systemu ChampGel:

Pixel Depth	
Lens	Motorized 8- could be adj
Filters	\$
Trans-White	20 x 30 cm lighting//white
Trans-UV	\$ 302 m 1. 254, 302, 36 2. 21 x 21, 3. dimmabl
Trans-Blue	12 x 12 cm
Epi-White	
Epi-UV	2 3
Epi-RGB optional	1. 2.

	3. P.S. Machine d to t Cha
Viewing Window	
Gel operation window	1 d
Software	Lane 1D
PC	Not in
Screen	Not in