



ChampGel 5500

Numer katalogowy

CG5500

Opis produktu

ChampGel 5500

Specyfikacja:

Cechy indywidualne danego modelu:

System	ChampGel 5500
Resolution	1944 x 1458 ? 3 megapixe
Sensor Size (inch)	1/2
Pixel Size	4.4 x 4.4

Wspólne dla wszystkich wersji systemu ChampGel:

Pixel Depth	
Lens	Moto
Filters	
Trans-White	20 lightin
Trans-UV	1. 254 2. 3. 0
Trans-Blue	12
Epi-White	

Epi-UV	
Epi-RGB optional	P.S. M
Viewing Window	
Gel operation window	
Software	L
PC	
Screen	