


Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 23:12

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/hut-78-chloniak-t-komorkowy-p-112.html>



Hut-78, chłoniak T komórkowy

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

NK--0013

Opis produktu

Lizat komórkowy

Stężenie: 1 ug/ul

Ilość: 100 ul

Pochodzenie: człowiek

Zastosowanie: Western Blotting

Przechowywanie: Po wyżej jednego miesiąca -70 °C, do jednego miesiąca -20 °C.

Podczas transportu produkt powinien być utrzymywany w temperaturze pomiędzy -20 a -4 °C.

Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.