


Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/isothermal-mastermix-gsp-ssd-polymerase-fluorescent-dye-5-x-400-rxn-p-463.html>



Isothermal Mastermix, Gsp SSD polymerase, fluorescent dye (5 x 400 rxn)

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

ISO-002

Opis produktu

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE [Isothermal Mastermix, fluorescent dye, Polimeraza Gsp SSD](#)

Gotowy do użycia Izotermalny Mastermix zawierający polimerazę z barwnikiem fluorescencyjnym ? 2000 reakcji (V_{rxn} = 25ul)

Gotowa do użycia mieszanina do izotermicznej amplifikacji DNA. Zawiera zoptymalizowany skład niezbędnych do reakcji odczynników, poza matrycą DNA i starterami. MasterMIX zawiera **barwnik fluorescencyjny** umożliwiający detekcję produktu w czasie rzeczywistym na platformie Genie II oraz urządzeniach do Real-time PCR (kanał FAM), a także analizę ilościową amplifikowanego produktu. Analiza krzywej annealingu pozwala określić specyficzność reakcji. Pozwala na prowadzenie reakcji w systemie zamkniętym (ang. close-tube system).



Dostępny w objętości 2000 reakcji.

Dodatkowo dostępna opcja projektowania starterów do reakcji LAMP w cenie 250,00 zł netto.

Zapraszamy do zapoznania się z usługą projektowania starterów w zakładce LAMP Primers Designing Service