


Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/isothermal-mastermix-no-dye-2000-rxn-5-x-400rxn-p-464.html>



Isothermal Mastermix - no dye 2000 rxn (5 x 400rxn)

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

ISO-002ID

Opis produktu

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE [Isothermal Mastermix, no fluorescent dye](#)

Izotermalny Mastermix bez barwnika fluorescencyjnego ? 5 X 400rxn (Vk = 25ul), 2000 rxn
?

Gotowa do użycia mieszanina do izotermicznej amplifikacji DNA. Zawiera zoptymalizowany skład niezbędnych do reakcji odczynników, poza matrycą DNA i starterami. Pozwala zastosować różne barwniki fluorescencyjne lub sondy do detekcji produktu w czasie rzeczywistym. Alternatywnie można wizualizować produkt w żelu agarozowym.

Dostępny w objętości 5 x 400 x 25 ?l rxn