


Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/isothermal-mastermix-no-dye-400rxn-p-174.html>



Isothermal Mastermix - no dye (400rxn)

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

ISO-001ID

Opis produktu

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE [Isothermal Mastermix, no fluorescent dye](#)

Izotermalny Mastermix bez barwnika fluorescencyjnego ? 400rxn (Vk = 25ul)

Gotowa do użycia mieszanina do izotermicznej amplifikacji DNA. Zawiera zoptymalizowany skład niezbędnych do reakcji odczynników, poza matrycą DNA i starterami. Pozwala zastosować różne barwniki fluorescencyjne lub sondy do detekcji produktu w czasie rzeczywistym. Alternatywnie można wizualizować produkt w żelu agarozowym.

Dostępny w objętości 400 x 25 ?l rxn