


Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/isothermal-mastermix-no-dye-no-pyrophosphatase-turbidymetric-analysis-400rxn-p-195.html>



Isothermal Mastermix - no dye, no pyrophosphatase, (turbidymetric analysis) (400rxn)

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

ISO-001t

Opis produktu

[Isothermal Mastermix, no fluorescent dye, no pyrophosphatase \(turbidymetric analysis\)](#)

Izotermalny Mastermix do analizy turbidymetrycznej bez barwnika fluorescencyjnego, bez pirofosfatazy ? 400 reakcji

Gotowa do użycia mieszanina do izotermicznej amplifikacji DNA. Zawiera zoptymalizowany skład niezbędnych do reakcji odczynników, poza matrycą DNA i starterami. Nie zawiera barwnika fluorescencyjnego, ani izotermicznej pirofosfatazy. Pozwala na detekcję produktu przez **analizę zmętnienia ? turbidymetrycznie** produkt jest widoczny ?gołym okiem?. Alternatywnie można wizualizować produkt w żelu agarozowym.

Dostępny w objętości: 400 x 25 ?l reakcji.

Zapraszamy do zapoznania się z usługą projektowania starterów w zakładce **LAMP Primers Designing Service**.