


Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 21:32

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/koniugacja-z-alkaiczna-fosfataza-ap-skala-1-mg-p-157.html>



Koniugacja z Alkaiczną fosfatazą (AP), skala 1 mg

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

AP1000-03

Opis produktu

Przygotowanie 1 mg koniugatu najwyższej jakości rekombinowanej alkaicznej fosfatazy z białkiem np. przeciwciałem w stosunku 1:1. Otrzymany koniugat idealnie nadają się do zastosowania w takich technikach jak westren blots i ELISA. Może zostać wykorzystany do ilościowego oznaczania białka.