


Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/koniugat-peptydu-z-bsa-peptyd-syntezy-zowany-w-novazym-skala-5-mg-p-155.html>



Koniugat peptydu z BSA (peptyd syntezowany w Novazym), skala 5 mg

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

KB1000-01

Opis produktu

Koniugacja białka z BSA

Informacje techniczne

- Proponujemy wykonanie syntezy koniugacji peptydu do białka BSA w skali 5mg.
- W/w koniugacja zalecana jest dla peptydów i białek o niskiej masie cząsteczkowej, nieantygenowych haptenów w celu wywołania lub wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej. Wycena produktu opiera się o ilość peptydu KLH lub BSA użytego do przygotowania koniugatu.
- Klient otrzyma produkt końcowy około 15 mg sprzężonego peptydu, jak również 5 mg wolnego peptydu nie skoniugowanego.
- Koniugację peptydu o długości poniżej 8 AA lub większej niż 20 AA aminokwasów wyceniamy indywidualnie w zależności od ilości. W tym przypadku minimalny koszt projektu, w tym syntezy peptydów jest 900 zł netto.
- Proponujemy usługowe wykonanie koniugatów dowolnego peptydu z białkiem nośnikowym KLH. Cena obejmuje przygotowanie 5mg koniugatu w ilości wystarczającej do przeprowadzenia wydajnej immunizacji.