

Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 20:18

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/lp-buffer-2-ml-p-289.html>



LP Buffer, 2 mL

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

LPB-2000

Opis produktu

LB Buffer

Bufor do zagęszczania genomowego DNA

LP Buffer umożliwia zwiększenie wydajności izolacji w celu otrzymania preparatu o wyższej koncentracji DNA genomowego. Aby uzyskać taki efekt łączy się 2-3 izolaty DNA, po czym wykonuje się dodatkową precypitację z wykorzystaniem LP Buffer.

W zależności od całkowitej objętości połączonych izolatów, na jedno zagęszczanie podaje się 15-30 ul LP Buffer.