

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/mupid-2-plus-band-peeper-rt160-p-196.html>



Mupid 2 PLUS + Band Peeper RT160

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

MP1200-01

Opis produktu

MUPID 2 PLUS z NAK?ADK? UV (Elektroforeza w czasie rzeczywistym)

Cechy:

1. Przeznaczony do prowadzenia elektroforezy horyzontalnej
2. Zintegrowany zasilacz sieciowy
3. Szeroka skala rozdza?u na ?elach agarozowych
4. Nak?adka z diodami UV pozwalaj?ca ?ledzi? rozdza? produktu w czasie rzeczywistym

Specyfikacja:

Electrophoresis Cell	?Overall dimension	?187.5mm(W)×139.5mm(L)×57mm(H)	
	?Cell size	?133.0mm(W)×120.6mm(L)×47.5mm(H)	
	?Buffer solution volume	?max. 300ml (with gel in position)	
	?Material	?PPHOX	
Power Supply	?Lid size	?157.0mm(W)×139.5mm(L)×13mm(H)	
	?Overall dimension	?43mm(W)×109mm(L)×52.0mm(H)	
	?Input voltage	?AC100-120V *1	
	?Material	?PPHOX	
Gel Casting Set	?Fuse	?250V,0.8A	
	?Casting Stand size	?240mm(W)×126mm(L)×17.5mm(H)	1
	?Number of gel	?2 Large gels and 4 Mini gels	L : 2
	?Gel Tray size	?Gel tray -L?109mm(W)×60mm(L)	S : 4
		?Gel tray -S?55mm(W)×60mm(L)	
	?Comb size	?10mm(W)×240mm(L)×42mm(H)	2
	?Well form	Large Gel? 6mm(W)×1mm(L)×12well	
		4mm(W)×1mm(L)×17well	
		Mini Gel? 6mm(W)×1mm(L)×6well	
		4mm(W)×1mm(L)×8well	

