

Dane aktualne na dzień: 02-05-2025 05:52

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/oligodt15-primers-100-reakcji-p-31.html>



Oligo(dT)15 primers, 100 reakcji

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

DT1000-02

Opis produktu

Oligo(dT)15 primers

Startery oligo(dT)15 - z dodatkowym nukleotydem (kotwicą) pozwalają syntezować pierwszą nić cDNA od 3' końca mRNA - poli(A). Bardzo wygodne w zastosowaniu umożliwiają syntezę cDNA na matrycy mRNA, którego długość nie przekracza 5 000 pz. Otrzymany cDNA można przeznaczyć do dalszego zastosowania w reakcji PCR, Real-time PCR lub do hybrydyzacji typu Northern blot.