

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/bufor-obciazajacy-standard-blue-6x-5-x-1-ml-p-4007.html>



Bufor obciążający STANDARD BLUE 6x, 5 x 1 mL

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LB-1104

Opis produktu

Opis produktu:

- Bufor służy do nanoszenia DNA lub RNA do studzienek żelu
- Bufor zwiększa gęstość próbek, zapewniając dobre umiejscowienie DNA/RNA w studzience bez dyfuzji
- Bufor zabarwia próbkę oraz migruje w żelu w czasie elektroforezy wraz z próbką, umożliwiając w ten sposób łatwe śledzenie postępu i prawidłowości rozdziału elektroforetycznego.

Skład buforu: 100 mM Tris-HCl (pH 8.0), 10 mM EDTA (pH 8.0), błękit bromofenolowy, ksilenocyanol FF, glicerol 30%

Dostępny w ilości: 5 ml (np. 5x 1ml)

Przechowywanie: +4 °C. Dłuższe przechowywanie -20 °C