


Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 22:31

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/proteinaza-k-10-mgml-1-ml-p-52.html>



Proteinaza K, 10 mg/mL, 1 mL

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

PK1000-02

Opis produktu

Proteinaza K, 10 mg/mL

Proteza serynowa o bardzo wysokiej aktywności i szerokim spektrum działania. Źródłem pochodzenia enzymu jest grzyb *Tritirachium album*. Proteinaza K może być stosowana do oczyszczania materiału z białek, izolacji wysokocząsteczkowego DNA, izolacji mRNA oraz do inaktywacji enzymów. Enzym pozostaje aktywny w obecności SDS, EDTA oraz mocznika. Proteinaza K jest stabilna w buforze do przechowania w zakresie temp. od +4°C do -20°C.

Bufor do przechowywania: 20 mM Tris-HCl (pH 7.4), 1 mM CaCl₂, 50 % Glycerol

Dostępność: 10 mg/mL, 1 mL