


Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/sondy-easybeacons-p-886.html>



Sondy EasyBeacons?

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

EB-0012

Opis produktu

Sondy EasyBeacons[®] są wykorzystywane w 3-etapowej reakcji real-time PCR. Dzięki specjalnej modyfikacji wykazują całkowitą odporność na działanie nukleaz. Podobnie jak sondy molecular beacons nie wykazują fluorescencji, która zostaje uwolniona po hybrydyzacji sondy z matrycą DNA. W przeciwieństwie do molecular beacons nie wymagają specjalnej sekwencji, do wyciszenia fluorescencji.

W związku z bardzo wysoką odpornością sondy na nukleazy EasyBeacons[®] mogą być zastosowane w analizach typu end-point. Jest to bardzo istotne również w przypadku analizy ilościowej polimorfizmów jednonukleotydowych (SNP) i różnicowania alleli poszczególnych genów.

