

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/wirowka-laboratoryjna-plytkowa-p25-plate-centrifuge-p-150.html>



Wirówka laboratoryjna płytkowa P25 (Plate- Centrifuge)

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

P25C

Opis produktu

PLATE CENTRIFUGE mini p25

Features:

- Quickly Spin down droplets
- Use before and after thermal cycling to increase PCR yield
- Accepts skirted, non-skirted and all standard PCR plates
- Less than 1/4 the size of most plate centrifuges

Performance:

- Capacity: 2 PCR Plates 96tw
- Rotor Speed: 2500rpm
- G Force: 500 x g
- Dimensions:
- Weight: 3Kg
- Power: 120V/230V, 50-60HZ

Dostępna karta charakterystyki produktu w formacie PDF