


Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 11:49

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/molecular-probes-dual-labeled-p-249.html>



Molecular Probes (dual labeled)

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

MP-02

Opis produktu

Standardowe sondy oligonukleotydowe podwójnie znakowane typem TaqMan[®] (Dual labeled Molecular Probes) posiadają dwa fluorochromy: 5'-FAM i 3'-TET. Sondy oligonukleotydowe te są stosowane w technice spektrofotometrycznej w konfiguracji MGB.

* TaqMan MGB is a registered trademark of Life Technologies

