

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 12:18

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/amplikit-vivataq-1000-reakcji-pcr-dntps-4-x-100mm-p-69.html>



AmpliKit VivaTaq, 1000 reakcji PCR, dNTPs 4 x 100mM

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

HS1001

Opis produktu

AmpliKIT VivaTaq, 1000u, 4 x 100mM 50 ul dNTPs , - zestaw odczynników do prowadzenia wysokospecyficznej reakcji PCR zawierający modyfikowanąTaq polimerazę DNA typu "hot-start". Zastosowanie tego enzymu pozwala wyeliminować proces powstawania niespecyficzných produktów w reakcjach amplifikacji DNA. W skład zestawu wchodzi dezoksyrybonukleotydy, bufor do VivaTaq polimerazy pH 8.3 (10X) z 25 mM MgCl₂ i bez MgCl₂ (opcja) pozwalające przeprowadzić efektywną amplifikację DNA metodą PCR.

Skład zestawu:

- VivaTaq polimeraza DNA 1000 U
- Bufor reakcyjny 10x pH 8.3
- 4 x 100 mM dNTPs (50 ul każdego)
- 25mM MgCl₂ (1000 ul)
- H₂O do reakcji PCR.

Produkt PCR, amplifikowany z udziałem polimerazy VivaTaq ,wymaga dodatkowego oczyszczenia przed sekwencjonowaniem.