


Dane aktualne na dzień: 27-05-2024 19:00

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/bufor-reakcyjny-10x-ph-86-bez-mgcl2-2-ml-p-34.html>



## Bufor reakcyjny (10x), pH 8.6 bez MgCl<sub>2</sub>, 2 mL

Dostępność

**Dostępny**

Numer katalogowy

**RB0086-02**

### Opis produktu

**Bufor reakcyjny 10x stężony bez MgCl<sub>2</sub>**  
**pH 8.6**

Dedykowany do użycia z:

- AllegroTaq Polimerazą DNA
- REDAllegroTaq Polimerazą DNA
- HiFiTaq Polimerazą DNA

Skład: 700 mM Tris-HCl (pH 8.6 at 25°C), 166 mM (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

Objętość: 2 mL