


Dane aktualne na dzień: 28-05-2024 14:02

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/bufor-reakcyjny-10x-ph-89-20mm-mgcl2-2-ml-p-39.html>



Bufor reakcyjny (10x) pH 8.9, 20mM MgCl₂, 2 mL

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

MB1001-01

Opis produktu

Bufor reakcyjny 10x stężony z 20 mM MgCl₂
pH 8.9

Dedykowany do użycia z:

- MoltoTaq Polimerazą DNA

Skład: 700 mM Tris-HCl (pH 8.9 at 25°C), 166 mM (NH₄)₂SO₄, 20 mM MgCl₂

Objętość: 2 mL