


Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 20:26

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/bufor-reakcyjny-10x-ph-86-bez-mgcl2-2-ml-p-34.html>



Bufor reakcyjny (10x), pH 8.6 bez MgCl₂, 2 mL

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

RB0086-02

Opis produktu

Bufor reakcyjny 10x stężony bez MgCl₂
pH 8.6

Dedykowany do użycia z:

- AllegroTaq Polimerazą DNA
- REDAllegroTaq Polimerazą DNA
- HiFiTaq Polimerazą DNA

Skład: 700 mM Tris-HCl (pH 8.6 at 25°C), 166 mM (NH₄)₂SO₄

Objętość: 2 mL