


Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 14:48

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/bufor-tbe-10x-1-l-p-37.html>



Bufor TBE (10x), 1 L

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

BF1000-01

Opis produktu

Bufor TBE

TBE (Tris/Kwas Borowy/EDTA) jest roztworem o charakterze buforowym, w skład którego wchodzi Tris, kwas borowy i EDTA. TBE stosowany jest przede wszystkim do przygotowania żeli agarozowych i poliakrylamidowych oraz w formie roztworu do prowadzenia procesu elektroforezy. TBE posiada większą pojemność buforową niż TAE.

Standardowo stosowany w stężeniu 0,5x dla żeli agarozowych i 1x dla żeli poliakrylamidowych. Stężenie TBE stosowanego do przeprowadzenia elektroforezy to 0,5 x. Ze względu na wysokie 10x stężenie TBE, w czasie przechowywania może zachodzić naturalny proces wytrącania składników buforu. Aby go zminimalizować bufony filtrujemy przez membrany o szerokości porów 0,22 µm.

Stężenie: 10x

Objętość: 1 L