

Dane aktualne na dzień: 31-05-2024 19:51

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/100-mm-dntps-4-x-50-ul-p-20.html>



100 mM dNTPs, 4 x 50 ul

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

D1000-04

Opis produktu

Zestaw dezoksyrybonukleotydów dNTP o najwyższej czystości. Zastosowany w reakcji PCR pozwala na uzyskanie produktu o wielkości nawet do 25 kbp.

4 x 100 mM dNTPs. Roztwory wodne przygotowane na bazie:

dTTP Na4 * 3H2O MW 624,2

Uzyskana czystość UV 99%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,5%

dATP Na4 * 3H2O MW 634,2

Uzyskana czystość UV 98%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,9%

dCTP Na4 * 3H2O MW 609,2

Uzyskana czystość UV 98%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 99,0%

dGTP Na4 * 3H2O MW 649,2

Uzyskana czystość UV 99%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,6%