

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 01:49

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/25-mm-mix-dntps-1000-ul-p-17.html>



25 mM MIX dNTPs, 1000 ul

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

D1000-02

Opis produktu

Mieszanina trifosforanów dezoksyrybonukleotydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) w postaci roztworu wodnego o stężeniu 25mM (każdy) i czystości pozwalającej na przeprowadzenie wydajnej reakcji amplifikacji DNA.

dTTP Na4 * 3H2O MW 624,2

Uzyskana czystość UV 99%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,5%

dATP Na4 * 3H2O MW 634,2

Uzyskana czystość UV 98%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,9%

dCTP Na4 * 3H2O MW 609,2

Uzyskana czystość UV 98%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 99,0%

dGTP Na4 * 3H2O MW 649,2

Uzyskana czystość UV 99%, chromatografia kolumnowa (polysil) - 98,6%