

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/amplikit-allegrotaq-1000-reakcji-dntps-4-x-100mm-p-64.html>



AmpliKIT AllegroTaq, 1000 reakcji, dNTPs 4 x 100mM

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

A1000

Opis produktu

AmpliKIT AllegroTaq 1000 U, 4 x 100mM dNTPs - jest zestawem zawierającym standardową polimerazę Taq, która umożliwia syntezy DNA na amplikonie do 6 kpz. W jego skład wchodzi zestaw dezoksyrybonukleotydów, bufor doTaq polimerazy (10x) z 25 mM MgCl₂ i bez MgCl₂ (opcja) pozwalające przeprowadzić efektywną amplifikację DNA metodą PCR.

Skład zestawu:

- AllegroTaq polimeraza DNA 1000 U
- Bufor reakcyjny (10x) pH 8.6
- 4 x 100mM dNTPs (50 ul)
- 25mM MgCl₂ (1000 ul)
- H₂O do reakcj PCR